



 **GLIDESCOPE®**

PRODUKTPORTFÖLJ

GLIDESCOPE TITANIUM

DET *FÖRSTA* OCH *ENDA* ÅTERANVÄNDBARA
LARYNGOSKOPSYSTEMET MED TITANKONSTRUKTION



TUNNARE. STARKARE. TITANKONSTRUKTION

GlideScope® Titanium videolaryngoskop är de mest avancerade instrumenten från GlideScope någonsin. GlideScope Titanium ger:

- Lågprofildesign och lättviktskonstruktion i titan
- Förbättrad mobilitet och bättre arbetsområde för både normala och svåra luftvägar
- Blad av Mac-typ för ett stort antal olika patienttyper och kliniska inställningar
- Högupplöst, digital färgkamera och monitor för visning och inspelning i realtid

Återanvändbart system



LoPro T3



LoPro T4



MAC T3



MAC T4



Videokabel

DIN PATIENT. DITT VAL.

GlideScope® Titanium videolaryngoskop kombinerar helt nya bladutformningar med en ny konstruktion, vilket gör dem till våra tunnaste och starkaste videolaryngoskop någonsin.



- LoPro-blad med GlideScopes signaturvinkel
- I Mac-konstruktionen kombineras den välbekanta Mac-känslan med ett GlideScopes säkerhet
- Blad som är lätta att rengöra – klass IPX8-intrångsskydd gör att inget lock krävs vid ombearbetning
- Reveal™ anti-imbildningsteknik med en snabbverkande värmeprofil för att motverka imbildning på linsen



LÅG PROFIL. HÖG PRESTANDA.

GlideScope Titanium-blad är utrustade med en helt ny lågprofildesign som klarar av mindre munöppningar, ger större arbetsutrymme i luftvägarna och ökar mobiliteten under intubering.

- LoPro T3-bladet är 34 % tunnare¹ än den föregående GlideScope-generationen
- LoPro T4 är 29 % tunnare²
- Ger bekvämt grepp och fingertoppskänsla för både stora och små händer
- Låter användaren fokusera på patienten snarare än utrustningen



LoPro T4
höjd vid kamera:
10,0 mm

SPECTRUM FÖR ENGÅNGSBRUK

**FOKUSERA PÅ DET VIKTIGASTE –
ATT TA HAND OM DINA PATIENTER, FRÅN DE MINSTA TILL DE STÖRSTA**

SPECTRUM, den nyaste generationen GlideScope® Titanium videolaryngoskop för engångsbruk, har konstruerats utifrån banbrytande framsteg inom ljus- och kamerateknik och levereras i ett omfattande storlekssortiment som passar alla patienter, från de minsta till de största.

I det nya Spectrum-videolaryngoskopet för engångsbruk kombineras alla fördelarna med första generationens GlideScope Titanium system för engångsbruk med den senaste utvecklingen inom ljus- och kamerateknik.

Utrustad med sex Spectrum-blad för engångsbruk som tillsammans täcker in patientstorlekar från 1,5 kg till överviktiga vuxna.

Ergonomiskt handtag

konstruerat för extra kontroll och komfort

Blad av MAC-typ

som tillgodoser ett större antal kliniska behov

GlideScopes signaturbladvinkel

minskar lyftbelastningen på patienten med 55 %
och förbättrar vyn över glottis*

Lågprofildesign

upp till 21 % tunnare** för förbättrad mobilitet och
ökat arbetsutrymme

Anti-im-funktion

som förhindrar att
linsen immar igen

* "Measurement of forces applied during Macintosh direct laryngoscopy compared with GlideScope videolaryngoscopy." Russell T, Khan S, Elman J, Katznelson R, Cooper RM. Anaesthesia. 2012 Jun;67(6):626-31. doi: 10.1111/j.1365-2044.2012.07087.x. Epub 2012 Feb 21.

**Jämförelse av höjd vid kameran hos LoPro S3 med tidigare GVL 3-engångsblad

SPECTRUM—MER AV LJUSET DU VILL HA, MINDRE AV LJUSET DU INTE BEHÖVER

Den nya Spectrum-designen ger tydliga vyer över luftvägarna och möjliggör snabb intubering både vid normala och svåra luftvägar. Med Spectrum får du mer av ljuset du vill ha – och mindre av ljuset du inte behöver.

Spectrum system för engångsbruk är konstruerade med helintegrerade engångskomponenter vilket minskar risken för korskontaminering och hjälper sjukhuset i kampen mot infektionstrycket.



Dynamic Light Control™

Möjliggör **en ökning på 166 %*** av synlig ljusstyrka över stämbanden vilket maximerar bildkvaliteten.



Ambient Light Reduction™

Avlägsnar under hela ingreppet ljus som inte behövs, vilket ger **en minskning på 29 %*** av ljuset runt bildkanten och låter dig fokusera på visualiseringen av den anatomi som är viktig i sammanhanget.



Öka patientpopulationen

Utökar portfolion så att också de minsta patienterna ingår, vilket innebär att **marknadens största urval** av videolaryngoskop för engångsbruk erbjuds.



Spectrum Smart Cable

Med Spectrum system för engångsbruk introduceras också nya Spectrum Smart Cable som innehåller alla de viktiga elektroniska komponenter som möjliggör full funktionalitet hos Spectrum-systemet för engångsbruk, vilket minskar bladbytestiden med 60 %**.

SPECTRUM system för engångsbruk



LoPro S1

LoPro S2

LoPro S3

LoPro S4

MAC S3

MAC S4

* Jämförelse av första generationens LoPro S3 för engångsbruk och Spectrum LoPro S3

** Jämfört med GlideScope AVL system för engångsbruk vid växling mellan storlekarna 1 eller 2 till storlekarna 3 eller 4

RANGER

När tiden är avgörande behöver du ett videolaryngoskop som ger en klar sikt över luftvägar och möjliggör snabba intuberingar. I akutvårdssituationer måste du ha förtroende för att "vinna luftvägen." Ranger är robust, tillförlitlig och driftklar på några sekunder. Ranger är utformad för att möta militära specifikationer och mottog amerikanska arméns och flygvapnets certifikat "Safe-To-Fly".



AVL

AVL definierar avancerad videolaryngoskopi. De avancerade AVL-systemen har färgmonitorer med hög kvalitet, integrerad inspelning och inbyggd handledning vilket gör dem enkla att använda, lära och lära ut. GlideScope® AVL-systemet erbjuder konfigurationer som passar från prematura spädbarn till patienter med sjuklig fetma.

BLAD OCH BATONGER

AVL engångssystem och Ranger-system tillhandahåller sex storlekar för att passa ett brett spektrum av patienter – från prematura spädbarn till patienter med sjuklig fetma.



Videobatong 1-2



GVL Engångsblad 0



GVL Engångsblad 1



GVL Engångsblad 2



Videobatong 3-4



GVL Engångsblad 2,5



GVL Engångsblad 3



GVL Engångsblad 4



TILLBEHÖR



**GlideScope
Premiumvagn**



**GlideScope
mobilt stativ**



**Montering
på IV-stativ**



GlideScope vagg



**Universalkorg
för tillbehör**



**GlideRite®
styv mandräng**



**GlideRite®
mandräng för
engångsbruk—liten**



Ranger transportväska



HDMI/DVI-kabel

glidescope.com



CE 0413

verathon.com

GlideScope, GlideScope-symbolen, GVL, GlideRite, Verathon och Verathon Torch-symbolen är varumärken som tillhör Verathon Inc. © 2016 Verathon Inc. 0900-4316-SVSE-08-86



Tillverkare:
Verathon Medical (Canada) ULC
2227 Douglas Road
Burnaby, BC V5C 5A9, Kanada
Tel: +1-604.439.3009
Fax: +1-604.439.3039

EC REP

EG-representant:
Verathon Medical (Europa) B.V.
Willem Fenengastrat 13
1096 BL Amsterdam, Nederländerna
Tel: +31 (0) 20 210 30 91
Fax: +31 (0) 20 210 30 92